

„Alt gegen Neu“



Arbeiten Sie noch mit einem MDS 2000, einem Mars5 oder MarsXpress?

Kennen Sie schon das neue Mars 6?



Möchten Sie das Mars 6 kennenlernen?

Ihr Kundenbetreuer kommt gerne vorbei und zeigt Ihnen das **Mars 6**.

Wir nehmen Ihr Altgerät in Zahlung!



Das Mars 6 bietet deutlich erweiterte Möglichkeiten und Bedienerkomfort gegenüber den Vorgänger Modellen. Das Mars 6 ermöglicht die volle Dokumentation im Gerät und zusätzlich per Tablet PC oder SmartPhone. Die Bedienung über den Touch Screen ist einfach und komfortabel. „One Touch“ Aufschluss-Apps erleichtern die Arbeit und nehmen dem Anwender das umständliche Programmieren einer Methode ab. Hochleistungsbehälter ermöglichen extreme Aufschlusstemperaturen, hohe Drücke und hohe Probeneinwaagen. Quarz- und Glaseinsätze machen das Arbeiten und Reinigen ganz einfach. Auch für den hohen Probendurchsatz gibt es Lösungen, um ganz viele Proben gleichzeitig aufzuschliessen.

Bitte rufen Sie uns an: **0 28 42 - 96 44 0** oder schreiben Sie uns unter **info@cem.de**

Die neuartige iWave Temperaturmessung aller Proben beim Mars 6 Mikrowellen-Druckaufschlussgerät ermöglicht dem Anwender in der Praxis völlig neue Möglichkeiten beim täglichen Mikrowellen-Aufschluss. iWave ist eine kontaktfreie direkte Temperatur-Technologie, bei der die Probentemperatur in jedem Gefäß durch die Wand gemessen wird. Es werden kein Kontrollgefäß, keine Temperatursonden oder keine Kabelverbindungen

mehr benötigt. Damit kann jede exotherm reagierende Probe sofort erkannt werden und der Aufschlussverlauf wird entsprechend schnell und sicher kontrolliert. Ein Abschätzen der reaktivsten Probe für das Referenzgefäß entfällt nunmehr. Statt dessen können die Proben gemischt zusammen bearbeitet werden und der Arbeitsablauf wird flexibler und sicherer.



CEM GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 9
D-47475 Kamp-Lintfort

Tel.: **0 28 42/96 44-0**
Fax: **0 28 42/96 44-11**

Internet: **www.cem.de**
E-Mail: **info@cem.de**